



RADMAN SANA'T CO.
CONSULTING ENGINEERS

راهنمای راه اندازی و نگهداری

دستگاه نمایش دبی سنجی






این کتابچه هدایایی به دانشگاه صنعتی قم جهت استفاده کاربران و دانشجویان آن واحد آموزشی می باشد و توسط کارشناسان شرکت رادمان صنعت نصر تهیه و تنظیم شده است. مطالب و آزمایشات ارائه شده در این کتابچه صرفاً برای دستگاه دستگاه نمایش دبی سنجی به شماره سفارش ۷۷۱۵ تهیه شده است و لزوماً در دستگاه‌های مشابه ساخت این شرکت قابل استفاده نمی باشد. ضمناً استفاده از مطالب، نمودارها و تصاویر این کتابچه با ذکر منبع بلامانع می باشد.

شرکت رادمان صنعت نصر

۱۳۹۹





دبی سنجی

هدف

نمایش عملکرد و توصیف سه نوع اساسی از دبی سنجها

تئوری

در دستگاه ها و سیستم های مختلف اعم از باز و بسته که به نوعی با جریان سیال در ارتباط هستند، عموماً لازم است که میزان سیال عبوری از یک محل اندازه گیری شود. اندازه گیری میزان جریان آب، نفت و گاز در لوله ها یا کانال ها را می توان به عنوان نمونه های بارز برشمرد.

روش های متنوعی جهت اندازه گیری شدت جریان سیال یا دبی وجود دارد. شاید بتوان گفت که ساده ترین راه اندازه گیری دبی، سنجش حجم یا وزن سیال عبوری در مدت زمان مشخص است که روش اول را دبی سنجی حجمی و روش دوم را دبی سنجی وزنی می نامیم. در دبی سنج های حجمی و وزنی مدت زمان لازم برای پر شدن ظرفی با حجم یا وزن مشخص اندازه گیری می شود و با استفاده از روابط زیر میزان دبی محاسبه می شود:

$$Q = \frac{w/\rho g}{t} \quad \text{or} \quad Q = \frac{V}{t} \quad (1)$$

در روابط فوق، t زمان پر شدن ظرف، V حجم سیال پر شده داخل ظرف، w وزن سیال پر شده داخل ظرف و ρ وزن مخصوص سیال و Q دبی جریان می باشد.

در این آزمایش با سه وسیله مختلف اندازه گیری شدت جریان در لوله ها آشنا می شویم. این وسایل عبارتند از: ونتوری متر، روزنه (Orifice) و روتامتر.



جهت محاسبه دبی از روش های مذکور در فوق از حل هم زمان معادلات انرژی و پیوستگی استفاده می کنیم. اگر رابطه برنولی را با فرض عدم تلفات انرژی بین دو مقطع متوالی ۱ و ۲ بنویسیم خواهیم داشت:

$$\frac{p_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} + Z_1 = \frac{p_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + Z_2 \quad (2)$$

رابطه پیوستگی بین دو مقطع 1 و 2 نیز به صورت زیر می باشد:

$$Q = A_1 V_1 = A_2 V_2 \quad (3)$$

با ترکیب دو رابطه فوق خواهیم داشت:

$$Q = \left[\frac{2gA_2^2}{1 - (A_2/A_1)^2} \left(Z_1 + \frac{p_1}{\gamma} - Z_2 - \frac{p_2}{\gamma} \right) \right]^{\frac{1}{2}} = \left[\frac{2gA_2^2 (h_1 - h_2)}{1 - (A_2/A_1)^2} \right]^{\frac{1}{2}} \quad (4)$$

در رابطه فوق h مقدار ارتفاع نظیر فشار نسبت به سطح مبنا می باشد. $(h = Z - p / \gamma)$ که مقدار نسبی آن از لوله پیزومتر قابل خواندن است.

برای ونتوریمتر و صفحه روزنه معادله اساسی برنولی به فرم زیر ساده سازی می گردد :


$$Q = C_d A_2 \sqrt{\frac{2g(h_2 - h_1)}{1 - (A_2/A_1)^2}} \quad (5)$$

که در رابطه فوق h_1 و h_2 ارتفاع آب در مانومترها بر حسب متر هستند. C_d نیز ضریب تخلیه نام دارم که با توجه به قطر دهانه ورودی و خروجی تعیین می شود.


برای ونتوریمتر و روزنه در این دستگاه مطابق با نمودارهای ۱ و ۲ مقادیر زیر قابل کاربرد می باشد :

برای ونتوریمتر $C_D=0.95$

برای صفحه روزنه $C_D=0.6$



شکل(۱) نمودار ضریب تخلیه ونتوری بر حسب نسبت قطر ورود و خروج



شکل(۲) نمودار ضریب تخلیه روزنه (اوریفیس) بر حسب عدد رینولدز در نسبت قطرهای متفاوت

روتامتر یک لوله قائم و اگراست که در آن یک جسم شناور وجود دارد. وزن مخصوص شناور بیش تر از مایع است. سیال در لوله به طرف بالا جریان می یابد و شناور را به بالا می راند. هرچه دبی بیشتر باشد، شناور




بالتر می رود. لوله شفاف بوده و محل شناور قابل رویت است. لوله را مدرج نموده، از روی آن مستقیماً دبی را قرائت می کنند. (توجه داشته باشید که جهت قرائت روتامتر بالا شناور را در نظر بگیرید.)
اختلاف فشار و افت انرژی بین سطوح AB و CD باعث می شود که مخروط به طور غوطه ور به حالت تعادل در ارتفاع γ قرار گیرد (شکل ۳). اگر افت انرژی بین (۱) و (۲) h_H باشد، به موجب قضیه برنولی:

$$\frac{P_1}{\gamma} + \frac{V_1^2}{2g} = \frac{P_2}{\gamma} + \frac{V_2^2}{2g} + h_H + H \quad (۶)$$

اگر از تغییرات سطح مقطع بین (۱) و (۲) صرف نظر شود، $V_1 = V_2$ و معادله بالا را می توان به صورت زیر نوشت:

$$\frac{P_1 - P_2}{\gamma} = H + h_H \quad (۷)$$



شکل (۳)

بادر نظر گرفتن تعادل حجم کنترل « ABCD »

$$P_2 A_2 + W_f + W_w - P_1 A_1 = 0 \quad (۸)$$

که در این معادله W_f وزن مخروط و W_w وزن آب داخل حجم کنترل می باشد. با صرفنظر کردن از تغییرات سطح مقطع $A_1 = A_2$ و در نتیجه :

$$(P_1 - P_2) A = W_f + W_w \quad (۹)$$



پس از حذف $(P_1 - P_2)$ بین معادلات بالا $H = \frac{W_f + W_w}{\gamma A_1} - h_H$ کلیه مقادیر سمت راست معادله ثابت می باشند. در نتیجه h_H برای کلیه مقادیر γ ثابت خواهد بود. نظر به اینکه این افت انرژی به سرعت جریان در پیرامون قاعده مخروط بستگی دارد، پس سرعت جریان در محیط قاعده مخروط نیز ثابت خواهد بود. اگر این سرعت با V نشان داده شده باشد، آنگاه شدت جریان عبارت است از:

$$Q = (\pi D d)V \quad (10)$$

در شکل (۳) $d = \gamma \theta$ در نتیجه :

$$Q = (\pi D \theta V) \gamma \quad (11)$$

مقدار دبی در روتامتر، نسبت مستقیم دارد با ارتفاع مخروط غوطه ور (γ)

شرح دستگاه

دستگاه متشکل از قسمتهای زیر است:

- ونتوری

صفحه روزنه

شیر کنترل جریان

لوله های پیزومتریک

پمپ باد دستی



راه اندازی دستگاه

پس از اطمینان از اتصال مناسب شیلنگ ورودی دستگاه به پمپ، جهت هواگیری هر قسمت، ابتدا شیر فلکه ی کنترل کننده ی جریان ورودی را باز می کنیم و سپس شیر شماره ی ۱ ، ۳ یا ۵ را باز می کنیم تا جریان ممتد آب خارج شود، شیر را بسته و عملیات هواگیری به پایان می رسد.

در مرحله ی بعد به تنظیم فشار هوای روی سطح آب درون لوله های پیزومتری می پردازیم. برای این منظور ابتدا پمپ دستی را به شیر ۲ ، ۴ یا ۶ (بسته به اینکه هدف آزمایش کدام دستگاه باشد)، متصل می کنیم و شیر را باز کرده و بعد از باز کردن ضامن پشت پمپ دستی، به آرامی هوا را پمپ می کنیم تا هر دو سطح آب در لوله های پیزومتری قابل خواندن شوند. سپس شیر را بسته و پمپ را جدا می کنیم.

در مرحله ی بعد در حالی که هر دوشیر بالایی بسته هستند، دبی آب عبوری را به وسیله ی شیر فلکه ی ورودی کنترل کننده ی جریان تنظیم می کنیم تا روتامتر اعداد مورد نظر را نشان دهد که در جدول نیز به پیوست آورده شده است.

در مرحله ی آخر ارتفاع آب در لوله های پیزومتری را خوانده و با استفاده از اختلاف ارتفاع آب محاسبات را انجام می دهیم.

برای هر آزمایش در صورت نیاز با استفاده از پمپ باد و یا شیر تخلیه محفظه هوا، فشار هوای داخل آنرا تنظیم نمایید. پس از تنظیم دبی آب ، شیر هواگیری را بسته و شیر ورودی پمپ باد را باز کنید ، سپس با استفاده از پمپ باد، سطح آب در لوله های پیزومتری را تنظیم می کنیم. جهت دقیق تر بودن نتایج آزمایش، از نماندن قطرات آب بصورت ناپیوسته در لوله های پیزومتری اطمینان حاصل کنید.



محاسبات و جداول

ونتوری

Q خوانده شده از روتامتر (LPh)	C_d	A_1 (m^2)	A_2 (m^2)	H_1 ورودی ونتوری	H_2 خروجی ونتوری	$H_1 - H_2$	محاسبه C_d از رابطه (۵)	Error %
200	0.95	4.52e-04	2.01e-04					
300	0.95	4.52e-04	2.01e-04					
400	0.95	4.52e-04	2.01e-04					

روتامتر

Q خوانده شده از روتامتر (LPh)	H_5	H_6	$H_5 - H_6$
100			
150			
200			



اوریفیس

Q خوانده شده از روتامتر (LPM)	C_d	A_1 (m^2)	A_2 (m^2)	H_3 ورودی ونتوری	H_4 خروجی ونتوری	$H_3 - H_4$	محاسبه C_d از رابطه (۵)	Error %
200	0.6	4.52e-04	1.13e-04					
300	0.6	4.52e-04	1.13e-04					
400	0.6	4.52e-04	1.13e-04					

مانومترها به ترتیب از سمت چپ به راست دستگاه مربوط به روتامتر، اوریفیس و ونتوری هستند.

از قرائتهای حاصل در مورد ونتوریمتر و صفحه روزنه، ضریب تخلیه C_d را با استفاده از معادله ۵ در همین دستور کار محاسبه کنید. (در این معادله مقدار دبی Q با توجه به روتامتر و تبدیل آن به m^3/sec جاگذاری می شود.)

افت در هر وسیله اندازه گیری را در ارتباط با دبی عبوری مقایسه کنید. (دقت کنید که افت در ونتوریمتر و صفحه روزنه با ارتفاع نظیر سرعت میتواند مرتبط باشد.)



داده های فنی :

برای ونتوریمتر:

قطر بالادست : ۲۴ میلی متر

قطر گلوگاه : ۱۶ میلی متر

زاویه بالادست : ۲۱ درجه

زاویه پایین دست : ۷ درجه

برای صفحه روزنه :

قطر بالادست : ۲۴ میلی متر

قطر روزنه : ۱۲ میلی متر

